

Код позиции КТРУ 32.50.50.190-00000374

Код по ОКПД2 32.50.50.000

Наименование изделия	Описание требований (функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, единицы измерения)	Конкретные показатели
Тележка для перевозки больных: МД ТБН	Назначение	Предназначена для перемещения больных внутри больничных помещений.
	Габаритные размеры, мм	
	- длина	2160
	- ширина	700
	- высота от пола до лежака	820
	Материал каркаса	сталь
	Сечение трубы каркаса, мм	25 x 25
	Толщина трубы каркаса, мм	1,5
	Усиление каркаса за счет диагональных труб	наличие
	Цвет каркаса	серый
	Полиуретановые роликовые бамперы	наличие
	Диаметр роликовых бамперов, мм	150
	Количество бамперов, шт.	4
	Колеса поворотные, самоориентирующиеся	наличие
	Поворотные колеса, шт.	2
	Поворотные колеса с тормозным устройством, шт.	2
	Диаметр поворотных колес, мм	200
	Материал колес	резина
	Размер ложа, мм	1800 x 660
	Регулировка головной секции	наличие
	Тип механизма регулировки головной секции	«Rastomat»
	Угол регулировки головной секции, °	0 - 45
	Материал ложа	сталь
	Толщина листа ложа, мм	1
	Сечение трубы для носилок, мм	25 x 25
	Толщина трубы для носилок, мм	1,5
	Ручки для носилок	наличие
	Количество ручек для носилок, шт.	4
	Материал ручек	резина
Ножки для носилок	наличие	
Количество ножек для носилок, шт.	4	
Пластиковые наконечники для ножек	наличие	
Цвет носилок	синий	

Код позиции КТРУ 32.50.50.190-00000374

Код по ОКПД2 32.50.50.000

	Покрытие	гигиенически безопасное, коррозионно-устойчивое порошковое
	Химическая устойчивость покрытия к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами	наличие
	Максимальная нагрузка на тележку, кг	170
	Вес изделия, кг.	41
	Материал упаковки	гофрокартон
	Регистрационное удостоверение	наличие
	Декларация о соответствии	наличие
	Сертификат соответствия	наличие
	Нахождение в реестре Минпромторга	наличие
	Страна производства	РФ