

| № | Наименование функции/параметра | Наличие функции или значение параметра | Автоклав BES-17L-B-LCD |
|----------|--|--|--|
| 1 | Общие требования | | |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) | Наличие | ФСЗ 2010/06272 от 02.03.2010 |
| 1.2 | Декларация о соответствии | Наличие | РОСС RU Д-СН.НХ37.В.01980/20 от 28.07.2020 |
| 1.3 | Руководство по эксплуатации | Наличие | Наличие |
| 1.4 | Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев | 12 месяцев |
| 1.5 | Установка и ввод в эксплуатацию оборудования | Наличие | Наличие |
| 1.6 | Обучение персонала заказчика работе с оборудованием | Наличие | Наличие |
| 2 | Технические требования | | |
| 2.1 | Назначение: стерилизация водяным паром под давлением и высокой температурой | Соответствие | Соответствие |
| 2.2 | Класс автоклава | Класс В | Класс В |
| 2.3 | Рабочее напряжение и частота | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц |
| 2.4 | Температурный режим | 0 - 40°C | 0 - 40°C |
| 2.5 | Мощность | Не более 1800 ВА | 1800 ВА |
| | Размеры камеры: | | |
| 2.6 | - диаметр | Не менее 250 мм | 250 мм |
| 2.7 | - глубина | Не менее 355 мм | 355 мм |
| 2.8 | - емкость | Не менее 17 л | 17 л |
| | Размеры автоклава: | | |
| 2.9 | - ширина | Не более 462 мм | 462 мм |
| 2.10 | - глубина | Не более 585 мм | 585 мм |
| 2.11 | - высота | Не более 460 мм | 460 мм |
| 2.12 | Вес | Не более 52 кг | 52 кг |
| 2.13 | Емкость резервуара для дистиллированной воды | Не менее 3,5 л | 3,5 л |
| | Режим стерилизации 134° для упакованных инструментов: | | |
| 2.14 | - температура | Не менее 134° С | 134° С |
| 2.15 | - давление | Не менее 2,10 атм | 2,10 атм |
| 2.16 | - класс | S | S |
| 2.17 | - время вакуумирования | Не более 4 мин | 4 мин |
| 2.18 | - время стерилизации | Не более 4 мин | 4 мин |
| 2.19 | - время сушки | Не более 10 мин | 10 мин |
| | Режим стерилизации 134° для неупакованных инструментов: | | |

| | | | |
|------|---|-------------------|----------|
| 2.20 | - температура | Не менее 134° С | 134° С |
| 2.21 | - давление | Не менее 2,10 атм | 2,10 атм |
| 2.22 | - класс | В | В |
| 2.23 | - время вакуумирования | Не более 10 мин | 10 мин |
| 2.24 | - время стерилизации | Не более 6 мин | 6 мин |
| 2.25 | - время сушки | Не более 10 мин | 10 мин |
| | Режим стерилизации 121° для неупакованных инструментов: | | |
| 2.26 | - температура | Не менее 121° С | 121° С |
| 2.27 | - давление | Не менее 1,10 атм | 1,10 атм |
| 2.28 | - класс | S | S |
| 2.29 | - время вакуумирования | Не более 4 мин | 4 мин |
| 2.30 | - время стерилизации | Не более 16 мин | 16 мин |
| 2.31 | - время сушки | Не более 10 мин | 10 мин |
| | Режим стерилизации 121° для упакованных инструментов: | | |
| 2.32 | - температура | Не менее 121° С | 121° С |
| 2.33 | - давление | Не менее 1,10 атм | 1,10 атм |
| 2.34 | - класс | В | В |
| 2.35 | - время вакуумирования | Не более 10 мин | 10 мин |
| 2.36 | - время стерилизации | Не более 20 мин | 20 мин |
| 2.37 | - время сушки | Не более 10 мин | 10 мин |
| | Длительный режим стерилизации 134°: | | |
| 2.38 | - температура | Не менее 134° С | 134° С |
| 2.39 | - давление | Не менее 2,10 атм | 2,10 атм |
| 2.40 | - класс | В | В |
| 2.41 | - время вакуумирования | Не более 10 мин | 10 мин |
| 2.42 | - время стерилизации | Не более 18 мин | 18 мин |
| 2.43 | - время сушки | Не более 10 мин | 10 мин |
| 2.44 | Тестовая программа стерилизации на температуру BD тест | Наличие | Наличие |
| 2.45 | Тестовая программа стерилизации на утечку пара Вакуум тест | Наличие | Наличие |
| 2.46 | Режим очистки парогенератора | Наличие | Наличие |
| 2.47 | Автоматический дверной замок | Наличие | Наличие |
| 2.48 | Тройной цикл вакуумирования | Наличие | Наличие |
| 2.49 | Вакуумная сушка | Наличие | Наличие |
| 2.50 | Подключение принтера | Наличие | Наличие |