

**Автоматический аквадистиллятор LOIP LD-104** предназначен для получения дистиллята высокого качества методом однократной дистилляции. Простой и надежный в эксплуатации аппарат, обеспечивающий лабораторию требуемым количеством дистиллята, в автоматическом режиме.

**Особенности лабораторного дистиллятора LD-104:**

- Полностью автоматическое управление;
- Качество дистиллята: проводимость не более 2,5 мкСм/см;
- Форм-фактор «единого блока» полностью выполненного из нержавеющей стали;
- Высоконадежные нагревательные элементы в оболочке из нержавеющей стали;
- Автоматическая система защиты от перелива;
- Детектор загрязнения;
- Защита от перегрева;
- Выпускное отверстие для дегазации;
- Настольное/ настенное размещение прибора;
- Система эффективного охлаждения;
- Индикация режимов работы;
- Сливной кран испарителя;
- Комплект шлангов для подключения аппарата к водопроводной сети;
- Комплект адаптеров регулировки расхода воды.



**Технические параметры лабораторного дистиллятора LD-104 LOIP**

- Производительность-4л/ч
- Объем бака-накопителя-8 л
- Расход воды-54 л/ч
- Электропроводимость дистиллята, не более-2,5 мкСм/см
- Питание-220 В / 50 Гц
- Потребляемая мощность-3 кВт
- Габаритные размеры-620x320x493
- Масса-21,5кг