

Катетеры для инвазивной терморегуляции компании ZOLL

В ассортименте компании ZOLL катетеры различной длины и мощности теплообмена для разных точек сосудистого доступа, которые рассчитаны на пациентов с разными потребностями, различные клинические ситуации и протоколы. Компания ZOLL предлагает четыре модели катетера для инвазивной терморегуляции, которые подключаются к консоли Thermogard XP®.

Общие для всех катетеров характеристики:

- Могут использоваться как обычные трехпросветные центральные венозные катетеры (ЦВК), в том числе для введения лекарственных средств, отбора крови и мониторинга центрального венозного давления
- Комплекуются набором для катетеризации
- Гидрофильное покрытие с гепарином
- Для правильной установки тело, кончик и маркерная полоска катетера являются рентгеноконтрастными

Все катетеры:

- 9,3F
- Условно допускают проведение МРТ
- Не содержат натурального латекса

KATETER SOLEX 7™

- Для коррекции гипертермии и периоперационной терморегуляции, в два раза мощнее чем Cool Line® (при применении с консолью Thermogard XP®)
- Имплантируется на срок до 7 суток для коррекции гипертермии и до 4 суток для периоперационной терморегуляции
- Установка во внутреннюю яремную или подключичную вену
- Конструкция со спиральным баллоном
- Длина 26 см



Описание

Номер по каталогу

Набор с катетером Solex 7

8700-0793-01

Комплект одноразового применения Solex 7: Содержит 4 (четыре) набора с катетером Solex 7 и 4 (четыре) набора для установки (183 см)

8700-000868-01



KATETER QUATTRO®

- Для достижения/обеспечения нормотермии интраоперационно и в палате пробуждения/интенсивной терапии
- Имплантируется на срок до 4 суток
- Вводится через бедренную вену
- 4 баллона для теплообмена
- Длина 45 см

Описание

Номер по каталогу

Набор с катетером Quattro

8700-0783-01

Комплект одноразового применения Quattro: Содержит 4 (четыре) набора с катетером Quattro и 4 (четыре) набора для установки (183 см)

8700-000867-01

Набор с катетером Quattro с расширенным набором для сосудистого доступа

8700-0791-01

Расширенный комплект одноразового применения Quattro: Включает 4 (четыре) набора с катетером Quattro и 4 (четыре) набора для установки. В комплектацию каждого катетера входит набор принадлежностей, в том числе хирургическое покрытие на все тело, аппликатор ChloraPrep® и скальпель с выдвижным лезвием.

8700-000766-01



KATETER COOL LINE®

- Для коррекции гипертермии
- Имплантируется на срок до 7 суток
- Установка в подключичную, внутреннюю яремную или бедренную вену
- 2 баллона для теплообмена
- Длина 22 см

Описание

Набор с катетером Cool Line

Номер по каталогу

8700-0781-01

Комплект одноразового применения Cool Line: Включает 4 (четыре) набора с катетером Cool Line и 4 (четыре) набора для установки (183 см).

8700-000865-01

KATETER ICY®

- Для достижения/обеспечения нормотермии интраоперационно и в палате пробуждения/интенсивной терапии
- Имплантируется на срок до 4 суток
- Вводится через бедренную вену
- 3 баллона для теплообмена
- Длина 38 см



Описание

Набор катетера Icy

Номер по каталогу

8700-0782-01

Комплект одноразового применения Icy: Содержит 4 (четыре) набора с катетером Icy и 4 (четыре) набора для установки (183 см)

8700-000866-01

НАБОР ДЛЯ УСТАНОВКИ

- Набор для установки, стандартная магистраль: 183 см
- Набор для установки, магистраль увеличенной длины: 274 см



Описание

Набор для установки, стандартная магистраль (183 см)

Набор для установки, магистраль увеличенной длины (274 см)

Номер по каталогу

8700-0784-01

8700-0785-01