

МОНИТОРЫ ПАЦИЕНТА

STORM 5300



КОМПАКТНЫЙ МОНИТОР КОНТРОЛЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ

5,7" ЦВЕТНОЙ ДИСПЛЕЙ

- ❖ SpO₂ (опционально Nellcor)
- ❖ EtCO₂ (осн\бок поток — опция)
- ❖ НИАД
- ❖ Температура (опция)
- ❖ Принтер (опция)
- ❖ 72 часа трендов по всем параметрам, 800 записей тревожных событий.

Конфигурации:

- ❖ Только SpO₂ или НИАД
- ❖ НИАД + Темп.
- ❖ НИАД + SpO₂
- ❖ НИАД + SpO₂ + Темп
- ❖ SpO₂ + CO₂ (бок. или осн. поток)

STORM 5500




ЛЁГКИЙ ПОРТАТИВНЫЙ МОНИТОР ПАЦИЕНТА

8,4" ЦВЕТНОЙ СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ

- ❖ Для всех возрастных групп пациентов
- ❖ До 11 кривых на экране
- ❖ 120 ч. графических и табличных трендов всех параметров, 1200 измерений НИАД, 60 последних событий аритмий, 70 записей тревожных событий
- ❖ **Стандартная конфигурация:** ЭКГ, ЧСС, ЧД, Пульс, SpO₂, НИАД, Темп x2.
- ❖ **Опционально:** EtCO₂, Nellcor SpO₂, ИАД x 2, термопринтер.
- ❖ **Дополнительно:** поддержка USB и SD карт памяти, подключение в сеть по Ethernet или Wi-Fi, порт синхронизации с дефибриллятором.

МОНИТОРЫ ПАЦИЕНТА

STORM 5800



МОНИТОР СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТА ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ, РЕАНИМАЦИИ И ОТДЕЛЕНИЙ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ

15" ЦВЕТНОЙ СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ

- ❖ Для всех возрастных групп пациентов
- ❖ До 13 кривых на экране
- ❖ 120 ч. графических и табличных данных всех параметров, 1200 измерений НИАД, 60 последних событий аритмий, 70 записей тревожных событий
- ❖ **Стандартная конфигурация:** ЭКГ, ЧСС, ЧД, Пульс, SpO₂, НИАД, Темп (2 канала)
- ❖ **Опционально:** EtCO₂, Nellcor SpO₂, ИАД (4 канала), Suntech НИАД, СВ, Мультигаз (Masimo, Drager), термопринтер
- ❖ **Дополнительно:** поддержка USB и SD карт памяти, подключение в сеть по Ethernet или Wi-Fi, порт синхронизации с дефибриллятором.

STORM 5900



КОМПАКТНЫЙ МОНИТОР КОНТРОЛЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ

10,4" ЦВЕТНОЙ ДИСПЛЕЙ

- ❖ Для всех возрастных групп пациентов
- ❖ Анализ аритмий и ST-сегмента
- ❖ 3-х уровневая система тревог
- ❖ Термопринтер (опция)
- ❖ Хранение измерений за последние 96 часов
- ❖ 500 НИАД измерений и 60 тревожных событий
- ❖ **Стандартная конфигурация:** ЭКГ, ЧСС, ЧД, Пульс, SpO₂, НИАД, Темп (2 канала)
- ❖ **Опционально:** EtCO₂, ИАД (2 канала)
- ❖ **Дополнительно:** поддержка USB и подключения по Ethernet

МОНИТОРЫ ПАЦИЕНТА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ МОНИТОРИРОВАНИЯ (ЦСМ) ДЛЯ МОНИТОРОВ ПАЦИЕНТА



12 ЧАСОВ

Коротких трендов

96 ЧАСОВ

Волн всех параметров

240 ЧАСОВ

Трендов

720

Тревожных событий

720

Записей НИАД

Центральная станция мониторинга с двухсторонней связью позволяет не только следить за состоянием пациентов, контролировать параметры нескольких мониторов одновременно в режиме реального времени, но и получать уведомления о выходе параметров за установленные пределы по каждому пациенту.

С помощью ЦСМ вы также можете просмотреть историю наблюдения за состоянием, вывести на печать выбранные параметры, графики и тренды.

Все данные хранятся в одной системе, что гарантирует быстрый и простой доступ к необходимой информации.

- ❖ Совместимые модели мониторов: Storm 5300, Storm 5500, Storm 5800, Storm 5900
- ❖ До 128 мониторов в одной системе
- ❖ Хранение до 20 000 ID пациентов
- ❖ Кабельное подключение (по UTP)
- ❖ Беспроводное подключение (Wi-Fi)
- ❖ Анализ и расчет доз препаратов, гемодинамики, дыхания и SpO₂, вентиляции лёгких, работы почек
- ❖ Одновременное отображение 32-х волн с 16-ти мониторов на одном дисплее
- ❖ Построение гистограмм по параметрам

Удалённый контроль:

- ❖ Синхронизация времени и даты
- ❖ Запуск измерения НИАД
- ❖ Изменение ID пациента и его данных
- ❖ Изменение порогов срабатывания тревог

МОНИТОРЫ ПАЦИЕНТА

Модель	Пульсоксиметр Storm 5000	Storm 5300	Storm 5500	Storm 5800	Storm 5900
Дисплей	2" (ч/б)	5,7"	8,4"	15"	10,4
Разрешение	128×64	640×480	800×600	1024×768	800×600
Сенсорный экран			●	●	
SpO ₂ , плет-ма, ЧП	●	●	●	●	●
Nellcor SpO ₂	○	○	○	○	
Температура		○	●	●	●
ЭКГ 3/5 отв.			●	●	●
ЭКГ 12 отв.				○	
ЧСС, Дых.	●	○	●	●	●
НИАД		●	●	●	●
ИАД			○	○	○
CO ₂			○	○	○
Сердечный выброс				○	
Мультигаз				○	
Видео выход (VGA или DVI)			●	●	●
Синхронизация с дефибриллятором			●	●	●
RJ45 выход		●	●	●	●
USB порт		●	●	2	●
SD карта			○	○	
Перезаряжаемая батарея	○	●	●	●	●
Термопринтер		○	○	○	○
Память	300 ч. мониторинга SpO ₂ (или 100 пациентов)	72 ч. трендов, 30 тыс. НИАД, 800 тревожных событий	120 ч. трендов, 1200 НИАД, 70 тревожных событий	120 ч. трендов, 1200 НИАД, 70 тревожных событий	96 ч. трендов, 500 НИАД, 60 тревожных событий



ПУЛЬСОКСИМЕТР STORM 5000

ПОРТАТИВНЫЙ ПУЛЬСОКСИМЕТР DIXION STORM 5000
СОЗДАН ДЛЯ ПОСТОЯННОГО КОНТРОЛЯ ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА И НАСЫЩЕНИЯ
КРОВИ КИСЛОРОДОМ

- ❖ Подходит для взрослых, детей и новорожденных
- ❖ LCD дисплей с подсветкой
- ❖ Отображение графической и цифровой (%) составляющей SpO₂
- ❖ Режимы отображения: в крупных цифрах; с графиком SpO₂; таблица измерений, графический тренд SpO₂ (в интервале 10 минут)
- ❖ Режимы: продолжительный мониторинг, разовое измерение
- ❖ Работа от батареи (тип AA, 4 шт.) до 48 часов (опционально)
- ❖ Сохранение до 300 часов тренда SpO₂ (до 100 пациентов)
- ❖ Совместимость с датчиками Nellcor
- ❖ Адаптация тона пульсового сигнала к уровню SpO₂ (9 тональностей)
- ❖ Регулируемая звуковая и визуальная сигнализация
- ❖ Большой выбор аксессуаров

DIXION